


# TNI

## Zdravotnický prospekt

## Terapie nasální insuflací

Unikátní vysokoprůtoková nasální terapie



TNI *softFlow* 50



TNI<sup>®</sup>  
medical

Váš partner pro respirační podporu

# Vítejte

---

## Vážení zákazníci TNI,

Po dobu deseti let, má společnost TNI® medical AG jeden cíl: vyvíjet nasální vysokoprůtokovou terapii ve snaze poskytnout vysoce efektivní a pohodlnou respirační podporu pacientům, kteří trpí respirační nedostatečností.

Zavázali jsme se Vás informovat o terapii nasální insuflací (TNI) - vývojem vysokoprůtokové nasální terapie - a společnosti, která za tímto vývojem stojí: TNI® medical AG. Na následujících stránkách, bychom Vás rádi seznámili s TNI a s aktuálními technologickými a klinickými informacemi. Také bychom Vás rádi pozvali ke sledování našich webových stránek [www.tni-medical.com](http://www.tni-medical.com), kde naleznete aktuální informace o nových TNI produktech, aplikačních doporučeních a také o vědeckých publikacích a dalších událostech.

Přesvědčte se sami o efektivitě, bezpečnosti a komfortu TNI a získejte opravdovou alternativu k NIV pro nemocnice a nebo pro pacienty v domácí péči, trpící respirační nedostatečností. Nastavte nový standard - my Vás rádi podpoříme jako stálého partnera. Vaši pacienti Vám budou vděční.

S přáním všeho nejlepšího



**Ewald Anger, CEO**



Terapie nasální insuflací


## Obsah

Přehled .....	04
<b>Průtok</b> vytváří rozdíl .....	05
Výsledky	
Zlepšení efektivity dechu .....	06
Úleva dýchacím svalům .....	07
Ochrana plic.....	08
Lepší kvalita života.....	09
Aplikace: jednoduchá, bezpečná, efektivní.....	10
Terapeutický vzduch: zvlhčení, aplikace, monitoring.....	11
Výsledky Studií na TNI.....	12
Reference.....	14

# TNI

## Terapie nasální insuflací

### Přehled



#### Veliký pokrok v nasální vysokoprůtokové terapii.

TNI *softFlow 50* je vajkovou lodí v produktové řadě TNI. Byl vyvinut intenzivním výzkumem zaměřeným na vývoj terapie nasální insuflací (TNI)

#### Tři pilíře TNI.

Díky unikátní technologii zabudovaného generátoru vysokého průtoku, TNI *softFlow 50* generuje a přesně reguluje, stabilní vysoký průtok (TNI průtok) z okolního vzduchu, nebo mix vzduchu a kyslíku. Řízený přísun kyslíku zajišťuje okysličení a ve stejnou chvíli probíhá i zvlhčování dýchacích cest.

#### Přesvědčí. Vyšší kvalita života.

V praxi je tato terapie efektivnější než konvenční kyslíková terapie a stejně úspěšná jako NIV (neinvasivní ventilace) ovšem zdaleka pohodlnější pro pacienta. Použití měkkých, pohodlných a pro nasální použití optimalizovaných patientských okruhů zajišťuje obnovení kvality života pacienta. Pacient může během terapie jít, pít, mluvit a to vše přispívá k výrazně vyššímu pohodlí pacienta během terapie.


#### Můžeme proudit.

Stabilní průtok je zásadní pro léčbu hypoxických a hyperkapnických respiračních selhání. Spolu s TNI aplikátorem (skládajícího se z respiračního okruhu a patientského rozhraní), TNI generátor průtoku zajistí konstantní TNI průtok a přitom, je zcela nezávislý na externích pneumatických systémech. Díky tomu je TNI *softFlow 50* schopen léčit respirační nedostatečnost a umožnit terapii i v domácí léčbě stejně spolehlivě a efektivně jako v nemocnici.

**Pouze TNI** může být stejně efektivní jako NIV při terapii v nemocnici nebo v domácí péči!

## Nasální vysoký průtok

# Průtok vytváří rozdíl



### Respirační nedostatečnost

Snížená schopnost výměny plynů:  
hypoxémie, hyperkapnie

Kompenzační zvýšení  
respiračního úsilí

Únava respiračních svalů  
jejich zvýšeným námáháním

Hyperkapnická  
respirační selhání

Mechanická ventilace

### TNI Průtok

#### Stabilní vysoký průtok

Vzduch / směs vzduchu a O<sub>2</sub>,  
zvlhčená a ohřátá

Důsledný výplach CO<sub>2</sub>:  
> z anatomických mrtvých prostor  
> z malých dýchacích cest

Stabilní dodávka O<sub>2</sub>  
> Stabilní FiO<sub>2</sub>

PEEP\*

Zabraňuje kolapsu alveol na konci  
výdechu

Iniciuje další oblasti v plicích

\*positive end-expiratory pressure

Vyšší efektivita dýchání:  
> pO<sub>2</sub> se zvyšuje a pCO<sub>2</sub> se snižuje

Zvýšení dechového objemu

Snížení dechové frekvence

Usnadněné dýchání

Úleva dýchacím svalům

Snížení rizika



Pohodlné pacientské rozhraní

### TNI *softFlow* 50


Unikátní technologie:  
vestavěný generátor vysokého průtoku




# TNI

## Terapie nasální insuflací


### Zvýšená efektivita dýchání



Obr. 1 pCO<sub>2</sub> úrovně hyperkapnických CHOPN pacientů během spontánního dýchání, dále pak po TNI a po NIV. \*významné p hodnoty. Zdroj: Bräunlich et al., 2015a



Obr. 2 proporcionalní změna CO<sub>2</sub> v závislosti na velikosti zvoleného průtoku TNI, v dýchacích cestách modelu plic. Zdroj: Bräunlich et al., 2017



Obr. 3 Zvýšení průměrného tlaku v dýchacích cestách, v průdušnici a v malých dýchacích cestách úměrně průtoku TNI. Zdroj: Bräunlich et al., 2017

### Snížení hyperkapnie

Studie s pacienty trpící chronickou hyperkapnickou CHOPN a IPF ukazují, že aplikace TNI krátkodobě snižuje pCO<sub>2</sub>. Při vyšších průtocích pCO<sub>2</sub> klesá ještě více. U stabilních hyperkapnických CHOPN pacientů, kteří byli léčeni pomocí TNI v domácí péči po několik týdnů, bylo zaznamenáno zásadní snížení pCO<sub>2</sub>. Normokapnické hodnoty zůstávali dále stabilní při následné léčbě NIV (Bräunlich et al., 2013a, 2015a, 2016; Obr.1).

#### ➔ Mechanismus: Výplachový efekt

Výplachový efekt je pozorován jako centrální mechanismus pro snížení pCO<sub>2</sub>. Výsledkem přívodu průtoku přesahujícího inspirační požadavky je neustálé vyplachování vdechovaného vzduchu (bohatého na CO<sub>2</sub>) z nosohltanu a malých částí dýchacích cest. Zásadní veličinou je stabilní průtok plynu během inspirační a expirační fáze. Toto je garantováno technologií TNI generátoru průtoku v kombinaci s TNI aplikátory. Eliminace CO<sub>2</sub> roste se zvyšující se dechovou frekvencí (Bräunlich et al., 2017, Obr. 2)..

### Efektivní okysličení

TNI efektivně léčí chronickou hypoxickou respirační nedostatečnost bez jakýchkoliv vedlejších účinků. To bylo potvrzeno během klinického srovnání s konvenční terapií O<sub>2</sub> u stabilních pacientů CHOPN závislých na O<sub>2</sub>. Již samotná aplikace TNI průtoku ( bez přidaného kyslíku) vedla ke zlepšení okysličení. Při terapii TNI bylo potřeba přidat poměrově méně O<sub>2</sub> než u terapie čistým O<sub>2</sub> (Vogelsinger et al., 2013).

#### ➔ Mechanismus: konstantní FiO<sub>2</sub> + PEEP


Stabilní vysoký průtok TNI garantuje nepřetržitě zásobení terapeutického vzduchu s hodnotou FiO<sub>2</sub> hodnotou, která je individuálně upravena deficitu pacienta. Zůstává stabilní dokonce i při vysoké dechové frekvenci. Se zvyšujícím se průtokem roste PEEP; zabraňuje se tak kolapsu alveol a ostatní nedostatečně ventilované oblasti plic jsou inciovány. V důsledku toho se zlepšuje mechanismus výměny plynů (Bräunlich et al., 2016, 2017; Fig. 3; McGinley et al., 2007).

## Úleva dýchacím svalům

### Usnadněné dýchání

U pacientů trpících chronickou respirační nedostatečností jsou dýchací svaly neustále přetěžovány. Během TNI lze pozorovat požadovaný účinek terapie: CHOPN pacienti dýchají pomaleji a hlouběji; respirační minutová ventilace se snížila (Bräunlich et al., 2013a). Tím došlo k uvolnění dýchacích svalů a k jejich odpočinku a byli tak schopni dále plnit svoji ventilační funkci.

U pacientů CHOPN, v porovnání s dýcháním vzduchu v místnosti nebo O<sub>2</sub>, TNI usnadnilo dechovou činnost během spánku (Biselli et al., 2016; Fig. 4). Jako jeden z účinků terapie se také diskutuje reakce, způsobená zlepšenou výměnou plynů a sníženým tonusem sympatiku. Aktivita sympatiku poklesla v REM a Non-REM fázích u CHOPN pacientů během TNI, ovšem ne po klasické O<sub>2</sub> terapii jak dokazují klinické studie (Schneider, DGP congress 2017, Symposium "Symposium „NHF: The better alternative?“).



Obr. 4 Snížení dechové práce u CHOPN pacientů během spánku při TNI, v porovnání s klasikou terapií O<sub>2</sub> a vzduchem. Významné p hodnoty # ve srovnání se vzduchem a O<sub>2</sub>, Zdroj: Biselli et al, 2016

TNI zajistí

- > pCO<sub>2</sub> ↓
- > pO<sub>2</sub> ↑
- > dechová práce ↓

### Příspěvky z DGP kongresu 2017 // Symposium "NHF: The better alternative?"

#### Prof. H. Wirtz, Pneumlogy dept. , Uniklinikum Leipzig

"NIV je považována za standardní terapii hyperkapnické respirační nedostatečnosti, která však není vždy dobře snášena pacienty. TNI je alternativou zejména pro tyto pacienty: TNI podporuje ventilaci - úkol dýchací pumpy - která působí proti selhání parenchymu a zlepšuje výměnu plynů. Kromě toho pacienti kteří jsou léčeni TNI šetří energii, kterou by museli vynaložit na zpracování dýchacích plynů.

#### Prof. Kähler, Lungenzentr. Süd-West, Wangen im Allgäu


"Není NHF jako NHF - každý systém používá jinou metodu generování vysokého průtoku. Proto, ne všechny systémy jsou vhodné pro nemocniční péči nebo pro domácí péči.

Používání NHF pro odstavování ventilace přináší slibné výsledky s ohledem na délku pobytu v intenzivní péči a na četnost reintubací.

# TNI

## Terapie nasální insuflací

### Ochrana plic




Obr. 5 Tracheobronchiální depozice při základu a dále při dýchání zvlhčeného plynu. Zdroj: Hasani et al., 2008

### Zlepšená mukociliární clearance

Bylo ověřeno, že optimalizovaný vdechovaný plyn vede ke zlepšení samočisticí funkce řasinkového epitelu, mukociliární clearance. Hlen v plicích se stává tekutější, což usnadňuje odkашávání (Hasani et al., 2008, Obr. 5). Zvlhčovací technologie TNI poskytuje spolehlivé zvlhčení a vyhřívání terapeutického plynu, který je tak v souladu s fyziologickou potřebou plic. TNI aplikátor je vyhříván po celé své délce až k nosním dírkám. Toto garantuje, že vlhkost zůstane stabilní a bez kondenzace v patientském okruhu. Vlhkost se tak dostane až do cílených dýchacích cest pacienta.

#### TNI zajistí

- > nevysychání sliznice
- > zlepšení mukociliární clearance
  - rozpuštění a odstranění hlenu
  - snížení rizika respirační infekce



#### Z praxe

**Prof. H. Schneider, Johns Hopkins University, Baltimore, USA**

DGP kongres2017, Symposium "NHF: The better alternative?"

"Oblasti použití NHF jsou všude, kde je zapotřebí zvýšená respirační efektivita. Toto hlavně zahrnuje stabilní pacienty trpící CHOPN, restriktivním plicním onemocněním jako je ILD nebo pulmonální hypertenze a stejně tak neuromuskulární poruchy. Pacientům trpícím pneumonií, cystickou fibrózou, brochiéktázií, astmatem pomůže zlepšená mukociliární clearance a zvýšený PEEP."



## Lepší kvalita života

### Komfort

Měkká, malá a pro nos-optimalizovaná nosní kanyla aplikátoru TNI, byla vyvinuta tak, aby mohla garantovat komfortní pocit aniž by způsobovala otlaky nebo podráždění pokožky. Je také vhodná pro použití ve spánku. Hlavní výhodou TNI je fakt, že pacient může jíst, pít a mluvit během terapie téměř bez omezení.



Kromě účinnosti terapie, TNI zvyšuje také komfort pacienta.

Efektivita terapie + komfort = lepší kvalita života


### Dopis od pacienta

Velmi si cenníme takové zpětné vazby od našich pacientů.

"... Byl jsem schopen dělat tolik věcí že by mě to ani nenapadlo. To je důvod proč mohu tvrdit:

Toto zařízení mi zachánilo život!

Nyní se těším ze svých nových plic a myslím si, že bez tohoto zařízení bych se tak daleko nedostal. Rád bych ještě jednou vyjádřil svoji vděčnost - a také jménem své ženy..."



# TNI

Terapie nasální insuflací

**Aplikace: jednoduchá, bezpečná, efektivní**

## U kterých pacientů můžeme TNI *softFlow 50* použít?

Pro léčbu respirační nedostatečnosti typu I a II u pacientů trpících

- > CHOPN (Chronická obstrukční plicní nemoc)
- > ILD (Intersticiální plicní nemoc)



## Tři pilíře efektivity TNI

### TNI průtok

Hodnota průtoku může být přesně stanovena, dle individuální ventilační potřeby pacienta. V kombinaci s aplikátorem TNI, TNI průtok generuje zaručený a stabilní průtok vzduchu během inspiria a expira nezávisle na prostředí a pneumatických systémech

- > Průtok: 10-50 l/min
- > krok regulace 0.5 l/min



Hodnota průtoku by měla být výrazně vyšší než je inspirační potřeba. Eliminace CO<sub>2</sub> se zvyšuje s rostoucím průtokem.



Různé velikosti aplikátoru pro různé velikosti průtoků. Čím vyšší je potřeba výplachu CO<sub>2</sub>, tím větší je potřeba aplikátor.

### Kyslík

Příměs O<sub>2</sub> lze titrovat dle potřeby pacientova O<sub>2</sub> deficitu.

- > Napájení z jakéhokoli externího zdroje O<sub>2</sub>
- > až 20 l/min



Okysličení je efektivní pouze pokud s rostoucí dodávkou O<sub>2</sub> zvyšujeme také průtok.

### Zvlhčování

Úroveň zvlhčování a teploty terapeutického vzduchu může být nastavena dle potřeby komfortu pacienta

- > rosný bod: 30–37°C DP
- > krok regulace 1°C DP



34–37°C DP je doporučena pro optimální zvlhčení respiračních cest.

## Terapeutický vzduch: zvlhčení, aplikace, monitoring



### Zvlhčení terapeutického vzduchu v prostředí nemocnice / domácí péče

#### Zvlhčovač v nemocnici

- > **rychlý přenos** mezi pacienty díky systému jednorázového spotřebního materiálu
- > Zaručený kontroling respiračních infekcí díky používání bakteriálních filtrů



Jednoduchá konverze z prostředí nemocnice do módu domácí péče: okamžité pokračování v efektivní terapii pro pacienty v domácí péči



#### Zvlhčovat v domácí péči

- > **jednoduché zacházení** při plnění pitnou vodou
- > stabilní konstrukce



#### Dodávka terapeutického vzduchu

- > komfortní, měkké silikonové patientské rozhraní
- > tiché
- > variantní velikosti pro individualizovanou terapii
- > zahřívání až ke hrotům nasální kanyly pro eliminaci kondenzace
- > automatická detekce typu aplikátoru



#### Monitoring

- Displej poskytuje informace o
- > aktuální zvlhčení a nominální hodnota
  - > aktuální průtok a nominální hodnota
  - > O<sub>2</sub> průtok
  - > FiO<sub>2</sub> terapeutického vzduchu

# TNI

Terapie nasální insuflací

Výsledky studií na TNI

## 2017

"TNI causes an effective CO<sub>2</sub> washout in the small respiratory tracts."

*Bräunlich, J., Goldner, F. & Wirtz, H. Nasal highflow eliminates CO<sub>2</sub> from lower airways. Respir. Physiol. Neurobiol. 242, 86–88*

## 2016

"As compared to O<sub>2</sub> therapy, TNI results in a significant reduction of work of breathing and respiratory minute ventilation as well as in a reduction of CO<sub>2</sub> levels, if applied during sleep in patients suffering from chronic COPD."

*Biselli, P.J.C. et al. Nasal High Flow therapy reduces work of breathing compared to oxygen during sleep in COPD and smoking controls – prospective observational study. J. Appl. Physiol. 117, 00279*

"TNI increases the breathing efficiency in COPD patients facilitating the work of breathing and decreases pCO<sub>2</sub> proportionally to the flow rate."

*Bräunlich, J., Köhler, M. & Wirtz, H. Nasal highflow improves ventilation in patients with COPD. nt. J. Chron. Obstruct. Pulmon. Dis. 11*

"Constant FiO<sub>2</sub> of TNI guarantees an effective oxygenation."

*Bräunlich, J., and Wirtz, H. Nasaler Highflow: Oxygenierungsverhalten unter verschiedenen Flowstufen. Pneumologie 70, P13*

## 2015

"In patients suffering from stable hypercapnic COPD, TNI reduces the pCO<sub>2</sub>-value."

*Bräunlich, J., Seyfarth, H.-J. & Wirtz, H. Nasal High-flow versus non-invasive ventilation in stable hypercapnic COPD: a preliminary report. Multidiscip. Respir. Med. 10*

"The CO<sub>2</sub> washout effect increases proportionally to the increase of flow rate."

*Bräunlich, J., Goldner, F. & Wirtz, H. Nasaler Highflow (NHF) – Quantifizierung des CO<sub>2</sub>-Auswascheffektes in einem Lungenmodell. Pneumologie 69*

"In combination of NHF and O<sub>2</sub> in TNI improves oxygenation (SpO<sub>2</sub>), reduces the breathing rate and alleviates signs of dyspnoea in patients with chronic lung diseases."

*Bräunlich, J., Goldner, F. & Wirtz, H. Nasaler Highflow (NHF) – Konkurrenz für die Sauerstofftherapie? Pneumologie 69*

! Prosíme, pro více informací o studiích navštivte  
● [www.tni-medical.com](http://www.tni-medical.com)





## 2013

"In COPD patients, tidal volumes increase due to TNI. Work of breathing is facilitated in patients suffering from obstructive or restrictive lung diseases."

*Bräunlich, J. et al. Effects of nasal high flow on ventilation in volunteers, COPD and idiopathic pulmonary fibrosis patients. Respiration 85*

"TNI lowers minute ventilation and breathing frequency while simultaneously increasing the tidal volume. The washout effect seems to be the key mechanism for the decrease in pCO<sub>2</sub>."

*Bräunlich, J., Köhler, M. & Wirtz, H. Nasaler High-Flow: Ist es ein wash-out-Effekt? Pneumologie 67*

"TNI is a secure and efficient therapy procedure allowing oxygenation and reducing hypercapnia in COPD patients. TNI is superior to the classic O<sub>2</sub> therapy and improves oxygenation merely through nasal high flow."

*Vogelsinger, H. et al. Highflow-Sauerstofftherapie bei hyperkapnischen COPD-Patienten: optimiertes Sauerstoffangebot – Daten aus der STIT-2-Studie. Pneumologie 67*

"As compared to O<sub>2</sub> therapy, TNI alleviates nocturnal hypoventilation in COPD patients suffering from severe hypercapnic respiratory insufficiency."

*Nilius, G. Nasal High Flow Oxygen Therapy Attenuates Nocturnal Hypoventilation In COPD Patients With Hypercapnic Respiratory Failure: B55. NON-INVASIVE VENTILATION. ATS 2013*

## 2012

"Indices of sleep-related respiratory disorders improve during TNI."

*Haba-Rubio, J. et al. Effect of transnasal insufflation on sleep disordered breathing in acute stroke: a preliminary study. Sleep Breath. Schlaf Atm. 16*

"TNI does not negatively effect the cardiac performance and frequency, the stroke volume neither the mean arterial pressure and is thus a suitable alternative to CPAP for patients suffering from heart diseases."

*Tiffi and Connelly. Differences in Hemodynamic Effects between CPAP and High Flow Therapy. RTSO Airwaves Fall*

"Compared to CPAP, TNI does not raise the sympathetic tone."

*Tiffi and Connelly. Differences in Neurophysiologic Effects between CPAP and High Flow Therapy. RTSO Airwaves Fall*

## 2011

"In hypoxic patients, TNI is as effective as O<sub>2</sub> therapy during physical exertion. With regard to performance, energy and ventilation efficiency, TNI is superior."

*Juhász. Comparison of two different O<sub>2</sub>-delivery systems during exercise in patients with chronic hypoxia. The European respiratory journal*

## 2010

"Obstructive hypopnea can efficiently be treated with TNI."

*Nilius, G. et al. Predictors for Treating Obstructive Sleep Apnea With an Open Nasal Cannula System (Transnasal Insufflation). Chest 137*

## 2009

"Moderate to serious sleep apnea in children can efficiently be treated with TNI."

*McGinley, B. et al. Effect of a high-flow open nasal cannula system on obstructive sleep apnea in children. Pediatrics 124*

- Biselli, P.J.C., Kirkness, J.P., Grote, L., Fricke, K., Schwartz, A.R., Smith, P.L., and Schneider, H. (2016). Nasal High Flow therapy reduces work of breathing compared to oxygen during sleep in COPD and smoking controls - prospective observational study. *J. Appl. Physiol.* *jap.00279*.2016.
- Bräunlich, J., and Wirtz, H. (2016). Nasaler Highflow: Oxygenierungsverhalten unter verschiedenen Flowstufen. *Pneumologie* 70, P13.
- Bräunlich, J., Beyer, D., Mai, D., Hammerschmidt, S., Seyfarth, H.J., and Wirtz, H. (2013a). Effects of nasal high flow on ventilation in volunteers, COPD and idiopathic pulmonary fibrosis patients. *Respiration* 85.
- Bräunlich, J., Köhler, M., and Wirtz, H. (2013b). Nasaler High-Flow: Ist es ein wash-out-Effekt? *Pneumologie* 67, P21.
- Bräunlich, J., Seyfarth, H.-J., and Wirtz, H. (2015a). Nasal High-flow versus non-invasive ventilation in stable hypercapnic COPD: a preliminary report. *Multidiscip. Respir. Med.* 10, 27.
- Bräunlich, J., Goldner, F., and Wirtz, H. (2015b). Nasaler Highflow (NHF) – Quantifizierung des CO<sub>2</sub> – Auswascheffektes in einem Lungenmodell. *Pneumologie* 69, V427.
- Bräunlich, J., Goldner, F., and Wirtz, H. (2015c). Nasaler Highflow (NHF) – Konkurrenz für die Sauerstofftherapie? *Pneumologie* 69, P432.
- Bräunlich, J., Köhler, M., and Wirtz, H. (2016). Nasal highflow improves ventilation in patients with COPD. *Int. J. Chron. Obstruct. Pulmon. Dis.* 11, 1077–1085.
- Bräunlich, J., Goldner, F., and Wirtz, H. (2017). Nasal highflow eliminates CO<sub>2</sub> from lower airways. *Respir. Physiol. Neurobiol.* 242, 86-88.
- Haba-Rubio, J., Andries, D., Rey, V., Michel, P., Tafti, M., and Heinzer, R. (2012). Effect of transnasal insufflation on sleep disordered breathing in acute stroke: a preliminary study. *Sleep Breath. Schlaf Atm.* 16, 759–764.
- Hasani, A., Chapman, T., McCool, D., Smith, R., Dilworth, J., and Agnew, J. (2008). Domiciliary humidification improves lung mucociliary clearance in patients with bronchiectasis. *Chron. Respir. Dis.* 5, 81-86.
- Juhász (2011). Comparison of two different O<sub>2</sub> -delivery systems during exercise in patients with chronic hypoxia. (*The European respiratory journal*), p. 387.
- McGinley, B., Halbower, A., Schwartz, A.R., Smith, P.L., Patil, S.P., and Schneider, H. (2009). Effect of a high-flow open nasal cannula system on obstructive sleep apnea in children. *Pediatrics* 124, 179–188.
- McGinley, B.M., Patil, S.P., Kirkness, J.P., Smith, P.L., Schwartz, A.R., and Schneider, H. (2007). A Nasal Cannula Can Be Used to Treat Obstructive Sleep Apnea. *Am. J. Respir. Crit. Care Med.* 176, 194-200.
- Nilius, G. Nasal High Flow Oxygen Therapy Attenuates Nocturnal Hypoventilation In COPD Patients With Hypercapnic Respiratory Failure : B55. NON-INVASIVE VENTILATION.
- Nilius, G., Wessendorf, T., Maurer, J., Stoohs, R., Patil, S.P., Schubert, N., and Schneider, H. (2010). Predictors for treating obstructive sleep apnea with an open nasal cannula system (transnasal insufflation). *Chest* 137, 521–528.
- Tiffin, N.H., and Connelly, S.F. *Tiffin and Connelly, RTSO Airwaves 2012\_ Hemodynamics*
- Tiffin, N.H., and Connelly, S.F. *Tiffin and Connelly, RTSO Airwaves 2012\_ Neurophysiology*
- Vogelsinger, H., Halank, M., Wilkens, H., Geiser, T., Braun, S., Plattner, L., Janschek, E., Ott, S., Stucki, A., and Kaehler, C.M. (2013). Highflow-Sauerstofftherapie bei hyperkapnischen COPD-Patienten: optimiertes Sauerstoffangebot – Daten aus der STIT-2-Studie. *Pneumologie* 67, P40.

# TNIFlow Makes The Difference



Distribuce:

**LHL s.r.o.**



Lipová 17/18, 400 10 Usti nad Labem, CZ

email: [obchod@lhlsro.cz](mailto:obchod@lhlsro.cz)

web: [www.lhlsro.cz](http://www.lhlsro.cz)

tel/fax: 475 533 266, 472 717 460



Váš partner pro respirační podporu

TNI medical AG • Hofmannstraße 8 • 97084 Würzburg

Phone +49 931 20 79 29 02 • Fax +49 931 20 79 29 18

[info@tni-medical.de](mailto:info@tni-medical.de) • [www.tni-medical.com](http://www.tni-medical.com)

Medical leaflet art. no. 30220081 V2.0